




LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK
EGYSZERHASZNÁLATOS ESZKÖZÖK



A BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN



Egy száraz, zártrendszerű spirométer páciensköréből 1000 mérés után, heti átlagban több mint 10.000 millió mikroorganizmust lehet kimutatni

A baktérium- és víruszűrő használata megszünteti a légzésfunkciós mérések során fennálló nosocomiális, keresztfertőzés kockázatát

Méret	D: 100 mm, L: 75 mm
Szűrőanyag	Filtrete by 3M, Elektrosztatikus szövet
Ellenállás	60 Pa·L ⁻¹ ·s ⁻¹ @ 12 l/s
Holttér növekedés	75 ml
Baktériumszűrési hatékonyság	99,9999 % * and **
Víruszűrési hatékonyság	99,9999 % * and **
* A Nelson Laboratories, Salt Lake City, USA által mérve	
** HPA, Health Protection Agency, Salisbury, United Kingdom által mérve	



Kúpos páciens oldal

Elliptikus páciens oldal



Teljesen újrahasznosítható, csak polipropilénből készült

Kód	Készülék oldali csatlakozás	Páciens oldali csatlakozás	Alkalmazás
PBF-100-G-C	ISO-30 medical kúp Mama: ID 30,9 mm kúpszög 1:20	ISO-30 medical kúp Papa: OD 30,2 mm kúpszög 1:20	Piston Geratherm SensorMedics PK Morgan
PBF-100-G-M	ISO-30 medical kúp Mama: ID 30,9 mm kúpszög 1:20	Elliptikus ajakforma	
PBF-100-B-C	Mama: ID 29,9 mm kúpszög 1:50	ISO-30 medical kúp Papa: OD 30,2 mm kúpszög 1:20	Jaeger
PBF-100-B-M	Mama: ID 29,9 mm kúpszög 1:50	Elliptikus ajakforma	
PBF-100-W-C	Papa: OD 30,0 mm kúpszög 1:35	ISO-30 medical kúp Papa: OD 30,2 mm kúpszög 1:20	Micromedical MIR Vitalograph
PBF-100-W-M	Papa: OD 30,0 mm kúpszög 1:35	Elliptikus ajakforma	

Csomagolás	Tartalom	Méret	Tömeg
Alapdoboz	50 db	38x24x38 cm	2,2 kg
Gyűjtődoboz	20 Alapdoboz = 1000 db	80x120x76 cm	48 kg

Professzionális adapterek különböző gyártók készülékeihez:
MedGraphics (USA), FIM (France)
Ganshorn (Germany) stb.

Szájcsutorák



MPA-30
Anatómiailag kedvező kialakítású szájcsutora az alap légzésfunkciós



PMP-30
A „ráharapós” szájcsutora azokhoz a légzésfunkciós mérésekhez ajánlott, amelyeknél a szívárgásmentes csatlakozás kiemelt követelmény, plethysmograph, diffúziókapacitás-mérő

Orr csipesz



PNC-65
Az orrcsipesz használata a legtöbb légzésfunkciós vizsgálathoz ajánlott, az orron keresztül való lélegzés kiküszöböléséhez

Piston Kft
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/b
Telefon: 1-2750033 Fax: 1-2750034
Honlap: www.piston.hu
e-mail: info@pistonmedical.com

**OGYÉI
EIMKI**
Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet
Eszközminősítő és
Kórháztechnikai Igazgatóság

EN ISO 13485:2016

CE 1011

HU-2020-02-21